




ZOLL



AED



ZOLL AED 3™

Il DAE che vi guida


SMART

Real CPR Help®

- Real CPR Help aiuta i soccorritori nell'esecuzione di una RCP di alta qualità conforme alle attuali linee guida
- Feedback in tempo reale sulla profondità e la frequenza delle compressioni
- Immagini a colori e voce, testo e avvisi visuali integrati per il supporto durante il soccorso
- La barra delle compressioni permette ai soccorritori di capire in tempo reale se stanno eseguendo una buona RCP

Analisi RapidShock™

- Analisi del ritmo cardiaco in soli 3 secondi
- Una pausa pre-shock ridotta consente una RCP più continuativa



READY

Soccorso Pediatrico Integrato

- Gli elettrodi CPR Uni-padz™ sono sempre pronti per il soccorso sia degli adulti che dei bambini

Bassi costi di gestione

- Gli elettrodi e la batteria durano 5 anni – minor numero di sostituzioni e bassi costi di gestione

Wifi attivato

- Monitoraggio e gestione semplificate della disponibilità del DAE e semplificazione del programma di gestione
- Notifiche automatiche in caso di autotest fallito
- Elimina la necessità di ispezioni fisiche periodiche di manutenzione
- Trasferimento rapido dei dati dei casi

Per ulteriori informazioni sul dispositivo ZOLL AED 3™, chiamare il numero 051 047 65 95 oppure visitare il sito www.zoll.com.

ZOLL®

Il dispositivo ZOLL AED 3 non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. Il prodotto non ha ancora ricevuto l'autorizzazione normativa da parte della statunitense Food and Drug Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali).

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Program Management Onboard, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL AED 3 e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Stampato negli Stati Uniti.
MCN IP 1707 0197-11