

**ZOLL AED 3™**  
Zubehör und Schulungsprodukte

**ZOLL®**



**ZUBEHÖR FÜR JEDE WIEDERBELEBUNG**


# EINWEG-DEFIBRILLATIONSZUBEHÖR

Langlebiges Zubehör für jede Wiederbelebung

## CPR Uni-padz™

Universelle Elektroden: Verwenden Sie die Kind-Taste zum einfachen und schnellen Umschalten von einer Erwachsenen- zur einer Kinderreanimation. Kein Wechsel der Elektroden nötig. Kein Schlüssel notwendig. Lebensdauer von fünf Jahren. Liefert vollständiges HLW-Feedback.

Artikelnr. 8900-000260.



In jedem Satz CPR Uni-padz ist ein Rettungskit dabei. Es enthält eine Schere zum Aufschneiden der Kleidung und zum Freilegen der Brust des Patienten, latexfreie Handschuhe und eine Atemmaske zum Schutz des Helfers, ein Papiertuch, um einen trockenen Kontakt zu den Elektroden zu garantieren, einen Rasierer zum Entfernen von Haaren sowie ein Reinigungstuch.

## Batterie

Im Standby-Modus hat die Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie des ZOLL AED 3 eine Lebensdauer von fünf Jahren. Wenn der ZOLL AED 3 nicht für eine Wiederbelebung eingesetzt wird, ersetzen Sie diese nur einmal alle fünf Jahre.

Artikelnr. 8000-000696



# SCHULUNG

Schulungsmaterialien für jeden Helfer

## Batteriebetriebener elektronischer Patientensimulator

Erzeugen Sie schockbare oder nicht-schockbare Herzrhythmen für verschiedene Notfallszenarien. Enthält 9-Volt-Batterie.

Artikelnr. 8000-000925



## Schulungsklebelektroden

Acht Sets mit je zwei wiederverwendbaren Schulungsklebelektroden für die Verwendung mit den Simulationselektroden.

Artikelnr. 8900-000265

## Simulationselektroden

Für ein Notfalltraining die Elektroden mit dem ZOLL AED 3 und dem Patientensimulator verbinden. Enthält einen Satz mit zwei wiederverwendbaren Schulungsklebelektroden.

Artikelnr. 8900-000264



## Schulungspuppe

Simuliert einen 60 kg schweren Patienten. Abnehmbarer Kopf für kompakte Aufbewahrung und Schulung.

Artikelnr. 8000-0835-01



Standardmäßiger oberflächenmontierter Wandschrank  
 Artikelnr. 8000-001256

## WANDSCHRANK

Sicher und leicht zugänglich

Dank unseres umfangreichen Sortiments an batteriebetriebenen Wandschränken mit Alarmvorrichtung\* bewahren Sie den ZOLL AED 3 sicher und leicht zugänglich bei medizinischen Notfällen auf. Jeder Wandschrank bietet Platz für einen ZOLL AED 3 sowie einen Reservesatz Elektroden und eine Ersatzbatterie für

den Notfall. Wählen Sie das oberflächenmontierte Modell für den einfachen Einbau, das halb eingelassene oder das vollständig eingelassene Modell für die diskretere Aufbewahrung. Alle drei Modelle beinhalten ein ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) AED-Beschriftungsset sowie eine Installationsanleitung.



Halb eingelassener Wandschrank  
 Artikelnr. 8000-001257



Vollständig eingelassener Wandschrank  
 Artikelnr. 8000-001258

\*9-Volt-Batterie enthalten

## AED-WANDSCHILDER

ILCOR\*-Format

Flaches AED-Wandschild

Flaches ILCOR-Wandschild (AED)  
 Artikelnr. 8000-001260



Flaches ILCOR-Wandschild (DAE)  
 Artikelnr. 8000-001262



Flaches ILCOR-Wandschild (DEA)  
 Artikelnr. 8000-001264



Dreidimensionales AED-Wandschild

ILCOR 3D-Wandschild (AED)  
 Artikelnr. 8000-001261



ILCOR 3D-Wandschild (DAE)  
 Artikelnr. 8000-001263



ILCOR 3D-Wandschild (DEA)  
 Artikelnr. 8000-001265



Stroboskoplucht für standardmäßigen  
 oberflächenmontierten Wandschrank  
 Artikelnr. 8000-001259



Stroboskoplucht für halb eingelassenen /  
 vollständig eingelassenen Wandschrank  
 Artikelnr. 8000-001267

\*International Liaison Committee on Resuscitation

## WANDHALTERUNGEN

Eine einfache Universal-Wandhalterung

Die Universal-Wandhalterung bietet Platz für den ZOLL AED 3 ohne oder mit seiner Tragetasche und ist mit dem grünen ILCOR AED-Symbol versehen. Enthält Befestigungsmaterialien, eine Karte für die Kontrolle von Verbrauchsartikeln, eine Wandhalterungsvorlage sowie eine Installationsanleitung.



Universal-Wandhalterung mit ZOLL AED  
 3 alleine (ohne Tragetasche)  
 Artikelnr. 8000-001255



Universal-Wandhalterung mit ZOLL AED 3,  
 Tragetasche und Reservesatz CPR Uni-padz  
 (in Tragetasche)  
 Artikelnr. 8000-001266

# TRAGETASCHE

Sicher und leicht zugänglich


Wählen Sie zur Unterbringung und zum Transport des ZOLL AED 3 eine der drei verschiedenen Transportlösungen: die Standard-Tragetasche (mit ZOLL AED 3 BLS mitgeliefert), den schmalen Hartschalen-Tragekoffer oder den großen Hartschalen-Tragekoffer. Die Hartschalen-Tragekoffer sind wasserdicht und weisen die Klassifikation IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser auf.

## Standard-Tragetasche

Neben dem ZOLL AED 3 mit vorkonnetierten CPR Uni-padz bietet die Standard-Tragetasche auch Platz für einen Reservesatz CPR Uni-padz.  
Artikelnr. 8000-001250

## Ersatz-Schultergurt für ZOLL AED 3 Tragekoffer

Artikelnr. 8000-001252



## Großer Hartschalen-Tragekoffer

Schützen und transportieren Sie alles, was Sie für den Notfall benötigen, mit dem großen Hartschalen-Tragekoffer, inklusive eines Reservesatzes CPR Uni-padz und einer Ersatzbatterie.  
Artikelnr. 8000-001254



## Schmaler Hartschalen-Tragekoffer

Wählen Sie den schmalen Hartschalen-Tragekoffer für maximalen Schutz bei geringem Gewicht, für Notfälle, in denen Sie robusten Material benötigen.  
Artikelnr. 8000-001253



## Batteriehülle

Bewahren Sie die Batterie des ZOLL AED 3 in dieser praktischen Tasche auf, für eine einfache Entnahme im Bedarfsfall. Kann leicht in der Tragetasche untergebracht werden.  
Artikelnr. 8000-001251



# DIENSTE FÜR ZOLL AED 3

## Program Management Onboard mit Plus Trac von ZOLL

Führen Sie eine lückenlose Verwaltung und Verfolgung des ZOLL AED 3 mit Program Management Onboard™ durch. Stellen Sie bei der Installation Ihres ZOLL AED 3 innerhalb weniger Minuten die Cloud-Verbindung mit PlusTrac™ her, dem Online-AED-Programmverwaltungssystem von ZOLL.

Program Management Onboard wird nach Abschluss jeder automatischen Selbstprüfung regelmäßig den Status Ihres ZOLL AED 3 melden. Wenn bei der Selbstprüfung ein Fehler festgestellt wird, sendet Ihnen PlusTrac sofort die Details per E-Mail.

Sie können sich zudem jederzeit bei Ihrem PlusTrac-Konto anmelden, um alle AEDs in Ihrem Verantwortungsbereich nach von Ihnen verwalteten Standorten gruppiert zu überprüfen und den Schulungsstatus Ihrer betrieblichen Ersthelfer anzuzeigen.

PlusTrac sorgt für eine nahtlose und einfache AED-Programmverwaltung und Program Management Onboard ermöglicht die Selbstverwaltung Ihres ZOLL AED 3.

Bei jedem erworbenen ZOLL AED 3 ist das erste Jahr der Program Management Onboard-Laufzeit vollständig kostenfrei. Sie können weitere Jahre der Program Management Onboard-Laufzeit in Abschnitten von einem oder fünf Jahren erwerben. Wenn Sie die PlusTrac-Laufzeit über Ihren autorisierten ZOLL Vertriebshändler verlängern, erhalten Sie ein offizielles PlusTrac-Zertifikat mit einem Code, der zum Verlängern der Laufzeit um ein oder fünf Jahre verwendet werden kann.



PlusTrac-Zertifikat für eine Laufzeit von EINEM Jahr  
Artikelnr. 8000-1110-01

PlusTrac-Zertifikat für eine Laufzeit von FÜNF Jahren  
Artikelnr. 8000-1111-01



## JEDERZEIT VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE UND DIENSTE

Sie möchten mehr über die Zubehörteile und Dienste für ZOLL AED 3 erfahren?

Kontaktieren Sie Ihren lokalen autorisierten ZOLL Vertriebshändler oder besuchen Sie [www.zoll.com/de/aed3](http://www.zoll.com/de/aed3). Um mehr über die AED-Programmverwaltung mit PlusTrac zu erfahren, gehen Sie auf [plustrac2.com](http://plustrac2.com). Unsere autorisierten ZOLL Vertriebshändler werden Ihnen gerne beim Konfigurieren Ihres vollständigen AED-Programms behilflich sein, einschließlich:

- Programmverwaltung und Wartung
- Einhaltung der lokalen Vorschriften und Registrierungen
- Schulung Ihrer freiwilligen Einsatzkräfte
- Aufstockung des Bestands an Zubehörteilen
- Hinzufügen von weiteren AEDs zu Ihrem Programm.

### ZOLL MEDICAL CORPORATION

Ein Unternehmen der Asahi Kasei Gruppe | Emil-Hoffmann-Str. 13 | 50996 Köln | Tel: +49 (0) 2236 87 87 -0 | [www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management Onboard, und ZOLL sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der ZOLL AED 3 und Program Management Onboard sind in den Vereinigten Staaten nicht käuflich erhältlich. Das Produkt hat keine Zulassung durch die US Food and Drug Administration.

Gedruckt in den USA.  
MCN PP 1606 0183-08

Die Adressen und Faxnummern unserer Zentrale und weiterer Tochterunternehmen sowie anderer internationaler Niederlassungen finden Sie unter [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

# ZOLL®