

**AED Plus® - Accessori e dispositivi
per l'addestramento**

ZOLL®



Elettrodi



CPR-D-padz®

Questo esclusivo elettrodo monopezzo per adulti facilita il posizionamento in modo rapido e preciso. È in grado di rilevare la profondità e la frequenza delle compressioni toraciche, trasmettendole al defibrillatore AED Plus® ZOLL. CPR-D-padz ha un periodo di validità di cinque anni, superiore a qualsiasi elettrodo monouso.

Codice 8900-0800-01

Pedi-padz® II

AED Plus include l'esclusivo algoritmo intelligente ZOLL per pazienti pediatrici. Gli elettrodi Pedi-padz II sono stati progettati per pazienti fino a 8 anni di età o di peso inferiore a 25 kg. Il DAE è in grado di rilevare quando gli elettrodi pediatrici sono collegati e di passare dall'algoritmo di analisi ECG per adulti a quello pediatrico. Gli elettrodi Pedi-padz II hanno un periodo di validità di due anni.

Codice 8900-0810-01

Accessori

Tutto il necessario per la pronta disponibilità dell'AED Plus.



Borsa nera da trasporto AED Plus

Dispone di tasche per riporre un set di elettrodi aggiuntivo e una confezione di batterie.

Codice 8000-0802-01

Borsa da trasporto AED Plus per le forze dell'ordine

Borsa da trasporto nera con la dicitura "Police" sul lato anteriore.

Codice 8000-0806-01



Batterie al litio tipo 123

(conf. da 10)

Codice 8000-0807-01



Valigetta Pelican grande

Può contenere un AED Plus, gli elettrodi CPR-D-padz e Pedi-padz II, e una confezione da 10 batterie.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm.

Certificazione IP67. Standard militare C-4150J.

Codice 8000-0837-01



Valigetta Pelican piccola

Può contenere solo un AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm.

Codice 8000-0836-01

Dispositivi per l'addestramento



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 consente al personale in addestramento di provare la sensazione di salvare una vita con l'AED Plus. Si può scegliere fra quattro diversi scenari di soccorso predefiniti o gestire manualmente l'intera operazione di soccorso. Il telecomando wireless consente di controllare contemporaneamente più dispositivi AED Plus Trainer2. Le batterie, il telecomando wireless e gli elettrodi di addestramento sono forniti in dotazione.

Codice 8008-0050-11



Kit di dimostrazione AED Plus

Il kit dimostrativo dell'AED Plus consente di dimostrare il protocollo Real CPR Help® con un AED Plus ad uso clinico. Questo kit ha in dotazione un elettrodo dimostrativo CPR-D e un manichino contenuti in una borsa da trasporto grande (AED Plus ad uso clinico e simulatore non inclusi).

Codice 8000-0834-01

Simulatore AED Plus

Simula il ritmo cardiaco per dimostrare il funzionamento di un AED Plus ad uso clinico.



Codice 8000-0819-01

Accessori

Tutto il necessario per simulare un soccorso con l'AED Plus.



Elettrodi da addestramento CPR-D-padz
Codice 8900-0804-01



Gel adesivo di ricambio per elettrodi da addestramento CPR-D-padz
Codice 8900-0803-01



Elettrodi da addestramento Stat-padz® II (conf. da 6)
Per l'uso con AED Plus Trainer2.
Codice 8900-0805-01



Elettrodi da addestramento Pedi-padz II (conf. da 6)
Per l'uso con AED Plus Trainer2.
Codice 8900-000861-01



Borsa da trasporto AED Plus per addestramento
Dispone di una tasca per un set di elettrodi da addestramento aggiuntivo.
Codice 8000-0375-01



Telecomando wireless di ricambio AED Plus Trainer2
Codice 8008-0007



Manichino didattico per addestramento
Codice 8000-0835-01



Unità di addestramento da viaggio
Dispositivo dimostrativo monopezzo per AED Plus ad uso clinico.
Codice 8008-0006-01



Elettrodi dimostrativi CPR-D
Elettrodi dimostrativi per AED Plus ad uso clinico.
Codice 8900-5007

Teche



Teca da parete standard da 22,9 cm

L'AED Plus deve essere collocato in modo da essere facilmente individuato in una situazione di emergenza. La teca da parete con allarme da 22,9 cm contiene una borsa da trasporto con l'AED Plus e un set di elettrodi aggiuntivo.

Codice 8000-0855



Teca da parete standard da 17,8 cm

La teca da parete con allarme da 17,8 cm è stata progettata per contenere un AED Plus (su staffa, senza borsa da trasporto) e un set di elettrodi aggiuntivo.

Codice 8000-0817

Accessori

Tutto il necessario per la pronta disponibilità dell'AED Plus.



Teca da parete con fissaggio a semi-incasso

La teca da parete per DAE con allarme contiene un AED Plus (su staffa, senza borsa da trasporto) e un set di elettrodi aggiuntivo.

17,3 pollici x 17,3 pollici x 3,5 pollici
43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm

Codice 8000-0814



Teca da parete con fissaggio a incasso

La teca da parete per DAE con allarme contiene un AED Plus (su staffa, senza borsa da trasporto) e un set di elettrodi aggiuntivo.

17,3 pollici x 17,3 pollici x 1,5 pollici
43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm

Codice 8000-0811



Staffa per fissaggio a parete

Serve per fissare l'AED Plus su una parete senza borsa da trasporto.

Codice 8000-0809



Confezione di targhe per DAE

Contiene una targa tridimensionale da parete e una targa da parete da 21,6 cm x 28,0 cm.

Codice 8000-0825



ZOLL Medical Corporation, una società dell'Asahi Kasei Group, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software in grado di supportare l'emergenza e di salvare la vita umana, incrementando l'efficienza clinica e operativa. Grazie ai suoi prodotti per la defibrillazione e il monitoraggio, il feedback sulle condizioni cardiocircolatorie e sulla CPR, la gestione dei dati, la fluido rianimazione e la gestione terapeutica della temperatura, ZOLL fornisce un'ampia gamma di tecnologie che aiutano il personale medico, gli operatori del pronto soccorso, i vigili del fuoco e i soccorritori senza formazione professionale a trattare al meglio i pazienti che necessitano di rianimazione e di terapia intensiva. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.zoll.com.

Asahi Kasei Group è un gruppo di aziende diversificate facenti capo alla società holding Asahi Kasei Corp., operante nei settori chimico, tessile, residenziale, edile, elettronico e medicale. I prodotti del settore medicale includono dispositivi e sistemi per terapia intensiva, dialisi, aferesi terapeutica, trasfusione, produzione di agenti bioterapeutici, farmaci, reagenti diagnostici e prodotti per l'alimentazione. Con oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo, l'Asahi Kasei Group ha clienti in più di 100 paesi. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Sede centrale
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle affiliate o di altre sedi nel mondo, consultare il sito www.zoll.com/contacts.