

AED Plus® 附件及培训产品

ZOLL®



电极片



CPR-D-padz®

这款革命性的一片式成人电极片保证了快速、准确地贴敷在身上。通过传感器将按压的深度和速率反馈给 ZOLL AED Plus®。CPR-D-padz 电极片可以有效保存长达5年，是市场上有效期最长的一次性使用电极片。

零件号 8900-0800-01

Pedi-padz® II

Pedi-padz II 电极片适用于8岁以下或者体重不超过25公斤的儿童。AED Plus 具备ZOLL 独特的智能儿科算法。AED 能够自动感知接入的儿童电极片，并且自动从成人心电分析算法转换到儿科分析算法。这款电极片的有效期是2年。

零件号 8900-0810-01

附件

包含您所需的所有附件，以保障 AED Plus 能够随时方便地使用。



AED Plus 黑色便携包

设有独立存储格，用于存放电极片和电池。

零件号 8000-0802-01

AED Plus 警用便携包

正面印有“Police”（警用）字样的黑色便携式背包。

零件号 8000-0806-01



123 型锂电池

（一组 10 节）

零件号 8000-0807-01



大号保护箱

存放 AED Plus、CPR-D-padz、Pedi-padz II 以及一组 10 节 123 型电池。

48.3 cm x 39.1 cm x 19.3 cm
(19 英寸 x 15.4 英寸 x 7.6 英寸)

获 IP67 认证。符合美国军用标准 C-4150-J。

零件号 8000-0837-01



小号保护箱

仅用于存放 AED Plus。

40.6 cm x 33 cm x 17.5 cm
(16 英寸 x 13 英寸 x 6.9 英寸)

零件号 8000-0836-01

培训产品



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 可以使您了解如何使用AED Plus 进行急救。可以使用四种不同的预设急救方案或者选择完全手动控制整个模拟急救培训过程。配备无线遥控器，让您在培训时可以控制多台 AED Plus Trainer2。培训器的附件包括：电池、无线遥控器和培训用电极片。

零件号 8008-0050-01

AED Plus 演示套装

AED Plus 演示套装能够让使用者结合临床用 AED Plus 实现 Real CPR Help®（实时按压反馈）。该演示套装包括一副 CPR-D（带成人心肺复苏按压反馈功能）演示用电极片和一个半身模拟人。（临床用 AED Plus 和心电模拟器不包括在内。）

零件号 8000-0834-01

AED Plus 心电模拟器

模拟心电信号，配合临床用 AED Plus 演示时使用。

零件号 8000-0819-01



附件

借助 AED Plus 完成急救演练所需的全部附件。



CPR-D-padz 培训用电极片
零件号 8900-0804-01



CPR-D-padz 培训用电极片使用的一次性导电胶
零件号 8900-0803-01



Stat-padz® II 培训用电极片
(6 片/盒)
与 AED Plus Trainer2 配套使用。
零件号 8900-0805-01



Pedi-padz II 培训用电极片
(6 片/盒)
与 AED Plus Trainer2 配套使用。
零件号 8900-000861-01



AED Plus Trainer 便携包
带有独立存储格存放培训电极片。
零件号 8000-0375-01



AED Plus Trainer2 备用无线遥控器
零件号 8008-0007



演示用半身模拟人
零件号 8000-0835-01



轻巧便携式培训用具
与临床用 AED Plus 配合使用的一体式演示用具。
零件号 8008-0006-01



CPR-D 演示用电极片
与临床用 AED Plus 配套使用的演示用电极片。
零件号 8900-5007

墙面固定箱



22.9 cm (9 英寸) 标准墙面固定箱

紧急事件发生时需要快速准确地找到AED Plus，所以墙面固定箱的位置必须醒目。这款 22.9 cm (9 英寸) 带报警功能的墙面固定箱可以存放配有便携包的 AED Plus 和备用电极片。

零件号 8000-0855



17.8 cm (7 英寸) 标准墙面固定箱

这款17.8 cm (7 英寸) 墙面固定箱带有报警功能，用于存放 AED Plus (将AED Plus直接安放在箱内的托架上) 和备用电极片。

零件号 8000-0817

附件

包含您所需的所有附件，能够有效减少急救准备时间。



半嵌入式墙面固定箱

带有报警功能的墙面固定箱，可以存放 AED Plus（将 AED Plus 直接安放在箱内的托架上）和备用电极片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 3.5 英寸
43.9 cm x 43.9 cm x 8.9 cm

零件号 8000-0814



全嵌入式墙面固定箱

带有报警功能的墙面固定箱，可以存放 AED Plus

（将 AED Plus 直接安放在箱内的托架上）和备用电极片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 1.5 英寸
43.9 cm x 43.9 cm x 3.8 cm

零件号 8000-0811



固定托架

用于将不带便携背包的 AED Plus 固定在墙面上。

零件号 8000-0809



AED 标识套装

包括3D立体墙标和大小为 21.6 cm x 28.0 cm（8.5 英寸 x 11 英寸）的墙面固定标识。

零件号 8000-0825



ZOLL Medical Corporation 是旭化成集团旗下的一家公司，开发和销售有助于推动紧急救护、挽救生命，同时提高临床和操作效率的医疗设备和软件解决方案。依托除颤和监护、循环和心肺复苏反馈、数据管理、液体复苏以及治疗温度管理等产品，ZOLL 提供一套全方位技术，帮助临床医生、专业紧急救护人员、专业消防员以及非专业急救人员救治需要复苏和重症监护的伤病员。如需更多信息，请访问 www.zoll.com。

旭化成集团是一个多元化集团公司，由控股公司旭化成公司领导，所经营的业务涵盖化学和纤维、家居和建筑材料、电子以及医疗健康领域。其医疗健康业务包括用于重症监护、透析、治疗性血浆置换和输血的设备及系统；生物治疗制品；以及药品、诊断试剂和营养保健品。旭化成集团在全球各地有超过 25,000 名员工，服务 100 多个国家和地区的客户。如需更多信息，请访问：www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/。

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
全球总部
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

如需子公司地址和
传真号码以及其他
全球办公机构的信息，请访问
www.zoll.com/contacts。