

6

W 01-NEF-01 (W-RD 6511), NEW Elberfeld
Fahrer: Schemann, Andreas, Arzt: Müller,

12.07.2016 | 10:35:53

885522

Rettungsmittel
Rettungstechn. Daten

Einsatzdaten
Rettungstechn. Daten

Patientendaten
Rettungstechn. Daten
Nachname:
Vorname:
Alter: Jahre

Erstbefund
A - Atemwege
 Atemwege frei

Erstbefund
B - Atmung
 Unauffällige Spontanatmung

Erstbefund
C - Kreislauf
 unauffällig Herz Kreislauf Stillstand

Erstbefund
C - EKG
 Sinusrhythmus nicht relevant

Erstbefund
D - Neurologie
 unauffällig GCS

Erstbefund
E - Notfallgeschehen
Ereignisbeginn oder: Zeit unbekannt

Erstbefund
E - Anamnese

Protokoll abschließen
Protokoll wechseln
Extras
Schnellwahl
Zeiten

INTEGRATION VON EINSATZDATEN
FÜR EFFEKTIVES MANAGEMENT
IM RETTUNGSDIENST

WEIL INTEGRATION EIN MUSS IST

Auch wenn die Verwendung papiergestützter Protokolle immer mehr zurückgeht, gibt es effizientere Wege als einfach nur auf digitale Protokollierung umzuschalten. Das RescueNet® AmbulancePad ist eine vollständige elektronische Lösung für die Protokollierung der Patientenversorgung von ZOLL, dem Unternehmen mit der größten Präsenz auf dem globalen Markt für präklinische Produkte. Seit über 35 Jahren stellt ZOLL nicht nur innovative Produkte zur Verfügung, sondern auch Lösungen, die Datenintegration und -management mit einbeziehen.

Integration mit nur einem Tastendruck

Mit nur einem Tastendruck können Rettungsteams das AmbulancePad mit der X Series® koppeln. Durch diesen nahtlosen Austausch benötigen Rettungsdienstmitarbeiter weniger Zeit für die manuelle Eingabe von Daten.

Integration zur Erstellung eines einzigen vollständigen Ereignisprotokolls



Finden Sie alles an einem Ort. Das AmbulancePad vereint Interventionsdetails, Notizen zum Befund, Vitalzeichentrends, EKGs und Dispositionszeiten in einem einzigen Protokoll. Die Funktion „Section Summaries“ (Gesamtübersicht) bietet Ihnen einen strukturierten Überblick über das Protokoll. Die dazugehörigen Details können Sie bei Bedarf mühelos zuschalten.



Das AmbulancePad nimmt Vitalzeichen aus der X Series in Echtzeit auf. Daten aus Beatmungsgeräten können ebenfalls nahtlos übernommen werden – so ist für den Rettungsdienstmitarbeiter alles vollständig integriert.

„Im Idealfall ist die mobile Datenerfassung direkt mit den medizinischen Geräten, der Leitstelle und der Zielklinik verbunden. Das AmbulancePad ist intuitiv und leicht zu bedienen.“

A. Merten, Ärztlicher Leiter, Rettungsdienst, Kreis Siegen-Wittgenstein, Deutschland



Alle Informationen in einem Gerät

Wissen durch Integration

Durch Integration des AmbulancePad in Ihre Systeme können Sie alle für die Rettungsdienstanalyse erforderlichen Daten aus einer einzigen Quelle gewinnen. Es ermöglicht Ihnen, operative Fragen zu beantworten, wie z. B. „Wie sind unsere Reaktionszeiten?“ oder „Wie viel Prozent der Anrufe gehen wegen Atemproblemen, Herzproblemen oder Verletzungen ein?“ Außerdem verfügt das AmbulancePad über eine standardmäßige Microsoft Excel-Exportfunktion, sodass Sie Ihre eigenen individuellen Analysen erstellen können.

Verbesserte Abrechnung durch Integration

Ab jetzt muss Ihre Rechnungsstelle nicht mehr auf die manuelle Zustellung von Dokumenten in Papierform warten. Sobald der Rettungsdienstmitarbeiter vor Ort das Protokoll ausgefüllt hat, kann unmittelbar auf die elektronischen Ereignisberichte zugegriffen werden. Die wichtigsten Informationen stehen für den Rechnungssteller zur Verfügung, oder noch besser, sie werden direkt in das Abrechnungssystem hochgeladen. Mit dem AmbulancePad ist die Rechnungsstellung innerhalb von Stunden und nicht erst Tagen oder Wochen erledigt.

„Nach der Einführung des AmbulancePad von ZOLL konnten wir unsere Abrechnungs- und Einzugsprozesse deutlich verbessern. Außenstehende Zahlungen wurden um fast 3 Monate reduziert.“

Andreas Schemann, Rettungsdienst/Feuerwehr, Wuppertal, Deutschland



WINTERTHUR

4

QUALITÄT HÄNGT VON DER VERFÜGBARKEIT ZU ZUVERLÄSSIGEN DATEN AB

Akkurate, zeitgestempelte Ereignisse

Das AmbulancePad reduziert Übertragungsfehler, indem vorhandene Daten von anderen Geräten herübergezogen werden. Außerdem synchronisiert es Ereigniszeiten in einer einzigen Zeitlinie, sodass Sie sich nicht mehr an die einzelnen Zeiten erinnern müssen.

Reduzieren Sie die Gefahr von Fehlern

Ein einzelnes Ereignis produziert jede Menge Daten. Abfertigungssysteme, Monitore, medizinische Handgeräte sowie Abrechnungsinformationen tragen alle zu diesem Datenberg bei, der durch den Einsatz hochentwickelter Monitore, z. B. die X Series, zur Rettung einer Vielzahl von Patienten noch weiter wächst.

Das AmbulancePad geht die Hauptursache von Fehlern an, indem es Informationen aus mehreren Quellen heranzieht. Somit hängt die Genauigkeit der Daten nicht länger von der Erinnerung bzw. schriftlichen Aufzeichnungen der Rettungsdienstmitarbeiter nach einem Ereignis ab.

Sofortige Verfügbarkeit in Ausnahmefällen

In den seltenen Fällen, in denen ein Patientenprotokoll sofort benötigt wird, kann es vom AmbulancePad umgehend zur Verfügung gestellt werden. Ein Entwurf des Protokolls kann direkt vom Einsatzort oder während des Transports übertragen werden. Das endgültige Protokoll ist bereits kurz nachdem es vom Rettungsdienst vollständig ausgefüllt wurde abrufbar.



EFFIZIENZ ZUM NUTZEN DER PATIENTENVERSORGUNG

Weniger Ablenkungen für den Rettungsdienstmitarbeiter

Das AmbulancePad erfordert weniger manuelle Dokumentationen vom Rettungsdienstmitarbeiter. Es zieht sich die Informationen automatisch aus anderen Quellen heran. So importiert es Daten aus Abfertigungssystemen, Monitoren, Beatmungsgeräten, Krankenversicherungskarten und anderen üblichen präklinischen Quellen.

Einfache Protokollierung

Die übersichtliche Bedienoberfläche mit allen notwendigen Menüs auf nur einer Ebene beschleunigt die Dokumentation und spart dem Rettungsdienstmitarbeiter viel Zeit. Das AmbulancePad hinterlegt die einzelnen Datenfelder farblich und hilft dem Rettungsdienstmitarbeiter so bei der Vervollständigung des Protokolls.


Schnelle Übergabe in der Klinik



Das AmbulancePad vereinfacht die Patientenübergabe. Berichte können direkt vom Einsatzort an die Zielklinik übermittelt werden, um Kurzbesprechungen klarer zu gestalten. Durch detaillierte Ereignisprotokolle kann sich die Zielklinik auf die Ankunft des Patienten vorbereiten.



Mit dem AmbulancePad erkennt der Rettungsdienstmitarbeiter leicht, welche Dokumentationen vollständig sind und was noch zu erledigen ist.



Auf dem Bildschirm des AmbulancePad werden in Echtzeit Vitalzeichen aus der X Series sowie Daten aus Beatmungsgeräten angezeigt. Zur mühelosen Nachverfolgung werden alle Informationen zum Gesundheitszustand des Patienten an einem Ort vereint.

„Nach dem Transport eines kritischen Patienten fiel es mir immer schwer, meine Protokolle auszufüllen. Sich nach einem solchen Transport an jede Einzelheit des Einsatzes zu erinnern, ist eine riesige Herausforderung. Mit dem AmbulancePad kann ich mir sicher sein, dass alle Daten erfasst werden. Und ich kann mich voll und ganz auf meinen Patienten konzentrieren.“

Sven Gehrmann, Rettungssanitäter



Handheld device (Motorola) displaying a software interface with the following sections:

- Handlungsplan**
Handlungsplan, Daten
- Erreicht-Status**
Handlungsplan, Daten
- Plan-Status**
Handlungsplan, Daten
- Aktuelle**
Handlungsplan, Daten
- AKU**
Handlungsplan, Daten
- Neurologie**
Handlungsplan, Daten
- SAMH I/II**
Handlungsplan, Daten
- Lebenssystem**
Handlungsplan, Daten
- Alkohol**
Handlungsplan, Daten

Bottom navigation bar includes: **Handlungsplan**, **Produkt**, **Handlungsplan**, **Handlungsplan**, **Handlungsplan**, **Handlungsplan**.

ZOLL: Die optimale Verbindung aller Kettenglieder entscheidet über das Outcome



Lösungen für die fortschrittliche Notfallversorgung

ZOLL konzentriert sich auf eine Verbesserung des Patienten-Outcomes durch neue Technologien in der Reanimation und Akut-/Intensivmedizin. In unserem Produktportfolio bieten wir ein ganzheitliches System an Reanimationslösungen an. Ergänzende Produkte und Lösungen in den Bereichen Datenintegration und -verwaltung vervollständigen unser Angebot.

1980 gegründet, vermarktet ZOLL heute Produkte in über 140 Ländern. Krankenhäuser, Rettungsdienste und Laienhelfer auf der ganzen Welt verlassen sich jeden Tag auf die Geräte von ZOLL zur Behandlung bei plötzlichem Herzstillstand und lebensrettenden Versorgung.

Stark und beständig blickt ZOLL auf immer weiter steigende Erträge, wodurch es zum weltweit größten Unternehmen im Bereich Reanimation geworden ist. Darüber hinaus kann ZOLL als Unternehmen von Asahi Kasei seit 2012 seine globale Präsenz noch weiter auszubauen.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

ZOLL Medical Deutschland GmbH | Emil-Hoffmann-Str. 13 | 50996 Köln | Tel: +49 (0) 2236 87 87 0 | www.zoll.com/de
ZOLL Medical Österreich GmbH | Twin Tower | Wienerbergstrasse 11 | A-1100 Wien | Tel: +43 (0) 171 021 59

Copyright © 2016 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AmbulancePad, RescueNet, X Series und ZOLL sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in den USA.
MCN EP 1605 0153-08

Für Kontaktadressen weiterer Niederlassungen und andere globale Kontakte besuchen Sie bitte www.zoll.com/contacts.

ZOLL®