

ZOLL AED 3® Trainer

培訓用 AED 與配件



完整的 ZOLL AED 3 模擬方式，提供 Real CPR Help 即時 CPR 回饋資訊

ZOLL AED 3® Trainer 是唯一的自動體外心臟去顫器 (AED) 訓練解決方案，提供 Real CPR Help®，讓學員獲得按壓品質的即時回饋資訊。訓練機將可讓學員在訓練的環境下，學習適當的心肺復甦 (CPR) 胸外按壓速率與深度。

ZOLL AED 3 Trainer 設計成為逼真模仿臨床 AED 的操作，讓學員體驗更真實的救援步驟。ZOLL AED 3 Trainer 包括：

- 主動式 LCD 顯示器，顯示彩色救援圖像，反映學員在臨床 ZOLL AED 3 裝置上看到的內容
- 訓練貼片內建接觸感應器，可偵測貼片與人體模型接觸的情況，無需使用遙控器提供急救模擬
- 裝置上提供暫停按鈕，讓導師可暫停訓練情境
- 耐用持久的消耗品，可節省時間與金錢
- 簡易的 USB 軟體更新/語言配置步驟

配合急救指引準備就緒

簡易配置：所有配置與訓練情境管理，都可以在訓練機上執行。可配置的選項包括：


- 訓練情境
- 操作模式 (半自動或全自動)
- 非專業救護人員提示
- 檢查呼吸提示
- 語音提示音量
- 語言 (視訂購的部件編號而異)

ZOLL AED 3 Trainer 包含導師所需要的一切用品：


- ZOLL AED 3 Trainer 裝置
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® 訓練貼片導線 (可用於至少 100 次訓練)
- 用於 ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz 訓練貼片凝膠/襯墊 (可用於至少 50 次訓練)
- 四 (4) 顆 D 電池
- 操作手冊



即時 CPR 回饋資訊，以及大型 2 色按壓深度指示器



在裝置上直接配置裝置操作與急救情境



電極片感應器可偵測與人體模型接觸的情況，無需使用額外的遙控器

ZOLL AED 3 Trainer 規格

尺寸大小：(深 x 寬 x 高) 5.0 英吋 x 9.3 英吋 x 9.7 英吋
(12.7 公分 x 23.6 公分 x 24.7 公分)

重量：3 磅 15 盎司 (1.8 公斤) 包含電池

電源：四 (4) 顆 D 電池 (隨附)，用於訓練 AED
(在訓練 16 小時後仍運作良好)

急救情境

導師可使用訓練機上的軟鍵，直接設定不同的急救情境。



ZOLL AED 3 Trainer 配件

更換配件必須另購。



Trainer CPR Uni-padz® 電擊片替換黏貼凝膠
部件編號 8028-000014 (每盒 5 片)



Trainer CPR Uni-padz 電擊片替換襯墊
部件編號 8028-000013



訓練機演示用人體模型
部件編號 8000-0835-01



訓練機 USB 軟體升級套件
部件編號 8028-000011-XX



CPR Uni-padz 訓練貼片導線
部件編號 8028-000010

ZOLL Medical Corporation 全球總部

269 Mill Road
Chelmsford, MA, 01824
978-421-9655
800-804-4356

如需分公司地址和傳真號碼以及
其他全球營業據點，請造訪
www.zoll.com/contacts

產品規格若有改變，恕不另行通知。

©2022 ZOLL Medical Corporation。保留所有權利。Real CPR Help、Uni-padz、ZOLL 和 ZOLL AED 3 是 ZOLL Medical Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。ZOLL AED 3 除顫器不在美國銷售。

美國印刷。MCN IP 2203 0580-54

ZOLL®