

AED Plus® 配件及培訓產品

ZOLL®



電極片



CPR-D-padz®

這款創新的單件式成人電極片，確保快速準確放置，然後感應心外壓的深度及頻率，並報告給 ZOLL AED Plus®。CPR-D-padz 電極片的保存期長達 5 年，屬所有即棄型電極片中保存壽命最長的产品。

零件編號 8900-0800-01

Pedi-padz® II

ZOLL 獨一無二的智能兒童急救功能，已內置於 AED Plus 之中。Pedi-padz II 電極片適用於 8 歲或以下或 55 磅以下的患者。

自動心臟除顫器 (AED) 可感應兒童電極片何時已經貼上，並會由成人心律分析算法轉換成兒童算法。Pedi-padz II 電極片的保存期限為 2 兩年。

零件編號 8900-0810-01

配件

讓 AED Plus 隨時可用的全部所需物品。



AED Plus 黑色手提袋

設有口袋，能存放額外的一套電極片和電芯。

零件編號 8000-0802-01



AED Plus 警察字樣手提袋

黑色手提袋，前蓋印有「Police」警察字樣。

零件編號 8000-0806-01



123 型鋰電芯

(一組 10 粒電池)

零件編號 8000-0807-01

培訓



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 讓學員能夠體驗如何使用 AED Plus 幫助拯救性命。您可選擇 4 種不同的固定急救情景，或者以人手全面控制整個急救過程。無線遙控器可讓您控制多部 AED Plus Trainer2s。電池、無線遙控器及培訓專用電極片會隨產品一併提供。

零件編號 8008-0050-01

AED Plus 示範套裝

AED Plus 示範套裝讓您能夠使用臨床專用的 AED Plus 示範 Real CPR Help®。示範套裝會附上 CPR-D 示範用電擊片及人體模型，以及一個能放置示範用電擊片及人體模型的手提袋。

(不包括臨床專用 AED Plus 及模擬器)

零件編號 8000-0834-01

AED Plus 模擬器

模擬心律，供使用臨床裝置執行 AED Plus 示範時使用。

零件編號 8000-0819-01



配件

讓您用 AED Plus 模擬急救過程的全部所需物品。



CPR-D-padz 培訓專用電極片
零件編號 8900-0804-01



用於 CPR-D-padz 培訓專用電極片的替換凝膠
零件編號 8900-0803-01



Stat-padz® II 培訓專用電極片
(每盒 6 塊)
配合 AED Plus Trainer2 使用。
零件編號 8900-0805-01



Pedi-padz II 培訓專用電極片
(每盒 6 塊)
配合 AED Plus Trainer2 使用。
零件編號 8900-000861-01



AED Plus Trainer 手提袋
附有口袋，用於存放額外的培訓專用電極片套裝。
零件編號 8000-0375-01



AED Plus Trainer2 替換無線遙控器
零件編號 8008-0007



示範用人體模型
零件編號 8000-0835-01



旅行訓練工具
一件式示範工具，用於臨床專用 AED Plus。
零件編號 8008-0006-01



CPR-D Demo padz
示範用電極片，用於配合臨床專用 AED Plus 使用。
零件編號 8900-5007

牆身櫃



9 吋標準牆身櫃

將 AED Plus 放在當眼位置至關重要，這樣您就能夠在緊急情況下容易找到裝置。附警報系統的 9 吋牆身櫃，能放置一部手提袋中的 AED Plus，以及一套額外的電極片。

零件編號 8000-0855



7 吋標準牆身櫃

附警報系統的 7 吋牆身櫃，可放置一部 AED Plus 及一套額外的電極片（不使用手提袋）。

零件編號 8000-0817

配件

讓 AED Plus 隨時可用的全部所需物品。



半嵌入式牆身櫃

附警報系統的 AED 牆身櫃，可放置一部 AED Plus 及一套額外的電極片（不使用手提袋）。

17.3 吋 x 17.3 吋 x 3.5 吋
44.1 厘米 x 44.1 厘米 x 8.8 厘米

零件編號 8000-0814



全嵌入式牆身櫃

附警報系統的 AED 牆身櫃，可放置一部 AED Plus 及一套額外的電極片（不使用手提袋）。

17.3 吋 x 17.3 吋 x 1.5 吋
44.1 厘米 x 44.1 厘米 x 3.9 厘米

零件編號 8000-0811



安裝架

將 AED Plus 安裝在牆身上；不包括手提袋。

零件編號 8000-0809



AED 標誌套裝

包括 3D 牆身標誌及 8.5 吋 x 11 吋牆身安裝標誌。

零件編號 8000-0825



ZOLL Medical Corporation 是旭化成集團公司 (Asahi Kasei Group Company) 旗下企業，負責開發醫療儀器和軟件方案並將其推出市面，以協助改善緊急護理和拯救性命，同時提高臨床及營運效率。ZOLL 備有各類產品，提供全面的技術組合，用於除顫及監測、循環及 CPR 資訊、資料管理、輸液復甦及治療溫度管理，協助臨床醫生、緊急醫療服務和消防專業人員及非專業救援人員，治療有需要進行心肺復甦及危重護理的患者。欲知詳情，請瀏覽 www.zoll.com。

旭化成集團 (Asahi Kasei Group) 是多元化的集團公司，控股公司為 Asahi Kasei Group。集團的業務行業涵蓋化學及纖維技術、家居及建築材料、電子和醫療護理業務。集團的醫療護理業務包括各種裝置和系統，用於危重護理、透析、治療性血液分離術、輸液和製造生物治療產品，以及藥劑、診斷試劑及營養產品。旭化成集團在全球各地擁有超過 25,000 名員工，為超過 100 個國家的顧客提供服務。欲知詳情，請瀏覽 www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/。

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
全球總部
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

如需取得子公司地址及傳真號碼，
以及全球據點位置，請瀏覽
www.zoll.com/contacts。

©2017 ZOLL Medical Corporation. 保留所有權利。推進心肺復甦。Today-AED Plus、CPR-D-padz、Pedi-padz、Real CPR Help 和 ZOLL 均為 ZOLL Medical Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

任何其他商標均為其個別擁有者的財產。

美國印製。
9656-0162-25

ZOLL®