

X Series®

Caractéristiques Techniques :



Parce que le personnel médical doit emporter toujours plus de matériel

- Pesant moins de 6 kilogrammes, le X Series® est jusqu'à deux fois plus léger et deux fois plus petit que d'autres défibrillateurs complets.
- Son grand écran permet l'affichage de quatre tracés simultanément, des ECG 12 dérivations ou des affichages du 12 dérivations statiques et dynamiques sur un écran partagé.
- Le dispositif incorpore également les fonctions de monitoring les plus sophistiquées et les plus complètes, notamment l'oxymétrie de pouls de référence Masimo® rainbow® et la technologie de PNI rapide de Welch Allyn afin d'améliorer l'exactitude et la fiabilité.
- Des paramètres spécifiques pour les patients accidentés fournissent des informations sur les hémorragies occultes (SpHb™), la réponse des fluides (PVI™) et l'état d'oxygénation (SpOC™).

Parce que la RCP est vitale en cas d'arrêt cardiaque

- Le tableau de bord CPR Dashboard™ fournit en temps réel des valeurs numériques d'amplitude et de fréquence de la RCP. Le minuteur de RCP mesure le temps de compressions effectuée ou le temps de "non compression" si la RCP est interrompue. L'indicateur de relâchement et l'indicateur de performance de perfusion (IPP) permettent également de maximiser les performances de RCP.
- See-Thru CPR® (exclusivité ZOLL®) contribue à réduire la durée des interruptions en filtrant les artéfacts, ce qui vous permet de voir les rythmes organisés sous-jacents pendant la RCP.

Simplifier les graphiques avec des communications de pointe

- Le X Series est le premier moniteur/défibrillateur à intégrer la connectivité WiFi. Il dispose également d'une fonction Bluetooth® et d'un modem cellulaire USB en standard.
- Par simple pression sur un bouton, le personnel médical peut désormais transférer les fichiers du X Series directement dans votre système. Avec RescueNet® CaseReview, l'accès aux fichiers de cas est aussi rapide que l'ouverture d'un navigateur Internet.
- Le X Series acquiert, stocke et transmet les 12 dérivations aux systèmes de gestion conviviaux et économiques RescueNet et RescueNet MedGate de ZOLL.

